

Основні вимоги до слухових апаратів для дітей



- Наявність дитячого алгоритму комп'ютерного налаштування слухових апаратів DSL v 5a
- Бінауральна обробка звуку
- Розширений частотний діапазон
- Можливість блокування батарейного відсіку слухового апарата
- Наявність регулятора гучності та можливість його відключення
- Спеціальний індикатор роботи слухового апарата
- Відсутність свисту
- Забезпечення надійності у користуванні: захист від підвищеної вологості та проникнення пилу, ударостійкий корпус
- Сумісність із допоміжними пристроями (FM-системами, приладами безпроводної системи ConnectLine)

Sensei у перекладі з японської – це «мудрий і сильний вчитель»

People First

Людина понад усе – мета Oticon дати можливість людям вільно спілкуватися, природно взаємодіяти та активно жити.

Кожна дитина варта найкращого!

УВАГА! Слухові апарати - це медичні вироби!
Слухові апарати мають призначатися лікарем-сурдологом

Ваш заклад професійної слухової допомоги:
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АВРОРА®
Спеціалізований заклад охорони здоров'я вищої категорії акредитації
м. Київ, вул. Деміївська, 14 (метро Деміївська)
(044) 333 4310 • (050) 382 4195 • (098) 120 4516
e-mail: clinica@aurora.ua
Онлайн-запис на сайті: aurora.ua



Виробник:
Oticon A/S Kongebakken 9,
2765 Smørum, Denmark
Tel.: +45 3917 7100
Fax: +45 3927 7900
E-mail: contact-us@oticon.com
www.oticon.global

Уповноважений Представник компанії Oticon в Україні:
ТОВ Центр слухової реабілітації АВРОРА®
м. Київ, вул. Деміївська, 43
Телефон/факс +38 044 501 0351
E-mail: aurora@aurora.ua
www.aurora.ua

06-07-09 В-02. Ліфлет: Oticon Sensei. Copyright © Центр слухової реабілітації АВРОРА®, ТОВ, 2016. Всі права збережені.



Oticon Sensei
допомагає дитині, родині, вчителям



Слухові апарати **Oticon Sensei** надають дітям ще більше можливостей досягти успіхів у розвитку та навчанні

Докладніше

на www.aurora.ua та www.oticon.com

www.aurora.ua
 www.facebook.com/AuroraHRC
 plus.google.com/+AuroraUa

AURORA®
СЛУХОВА ДОПОМОГА З 1991 РОКУ
oticon
PEOPLE FIRST

AURORA®
СЛУХОВА ДОПОМОГА З 1991 РОКУ

oticon
PEOPLE FIRST

Унікальні функції Oticon Sensei



Oticon Sensei (Отікон Сенсей) якісно передає мовлення у будь-якій ситуації та оточенні. Унікальні функції, що має **Sensei**, задовольняють потреби дитини з розвитку слуху та мовлення з перших місяців життя і до повноліття.

Природне звучання у розширеному частотному діапазоні

Висока швидкість обробки акустичної інформації та розширений частотний діапазон до 10 кГц забезпечує більш природне звучання мови та прискорене оволодіння дитиною усним мовленням.

Чистота сприймання з бінауральною обробкою звуку

Функція діє при використанні двох апаратів. Бінауральна обробка звуку забезпечує оптимальне зниження шуму, чистоту сприйняття мовлення або музики, збалансовану комфортність слухання завдяки автоматичній синхронізації направленості мікрофонів і подавлення шуму одночасно в обох апаратах, покращує локалізацію звуків.

Зростання дитини в оточенні яскравих звуків з Speech Guard E

Вперше розроблена комбінація лінійного та нелінійного підсилення для того, щоб мозок дитини легше, значно чіткіше, зрозуміліше та більш природно сприймає мовлення в залежності від акустичної ситуації. Це значно зменшує розумову втому дитини та створює надійний акустичний фундамент для успішного розвитку слухової системи.

Відсутність свисту з Inium Feedback Shield

Через швидкий ріст вух дитини вушні вкладки втрачають щільність та потребують заміни. Функція Inium Feedback Shield ефективно протидіє свисту та зменшує витрати на обслуговування слухових апаратів.

Урахування індивідуальної акустики вуха EasyRECD™

Система EasyRECD™ вимірює індивідуальні розміри слухового проходу та використовує ці дані при настроюванні слухового апарату. EasyRECD™ – ефективний та точний метод корекції призначеного підсилення з урахуванням розмірів та акустичних особливостей слухового проходу дитини.

Безпроводне з'єднання з Connectline

Можливість підключення мікрофону ConnectLine, а також полегшення користування смартфонами та прослуховування музики. Система ConnectLine дозволяє дитині чути в умовах шуму та на значній відстані, наприклад, спілкуватися на гральному майданчику у гамірному середовищі, добре чути голос вчителя на уроці та інше.

Спокій для батьків і педагогів

Унікальний LED-індикатор стану батареї. Захищений відсік батареї тримає допітливих пальчики подалі від маленьких батарейок.

Слухові апарати Oticon Sensei ідеальні для активних дітей

Витримують удари та падіння. Захист від води та пилу.

Огляд слухових апаратів

| Функції | Sensei Pro | Sensei |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Алгоритми налаштування | DSL v 5a NAL-NL 1 NAL-NL 2 | DSL v 5a NAL-NL 1 NAL-NL 2 |
| Частотний діапазон | 10 кГц | 10 кГц |
| Бінауральна синхронізація | ● | - |
| Захист мовлення E | ● | - |
| Подавлення шуму | Трьох-режимне | Трьох-режимне |
| Адаптивне виділення мовлення в шумі | Багато-полосне | Одно-полосне |
| EasyRECD™ | ● | - |
| Бінауральна координація | ● | ● |
| Inium Feedback Shield | ● | ● |
| Розширення музики (об'ємність) | ● | - |
| Канали налаштування | 16 | 16 |
| ConnectLine сумісність | ● | ● |